




Termodinamică 3 senzori

1. Asigură-te ca ai PLX-DAQ instalat - poate fi descărcat de la [aici](#).
- 1.1 Asigură-te că dispozitivul de colectare (Arduino) este conectat la PC
2. Du-te pe Desktop și deschide "PLX-DAQ/PLX-DAQ.xls"
3. După ce s-a deschis fișierul, asigură-te că ai macro-urile pornite (ar trebui să apară o notificare în partea de sus a Excelului).



4. Odată pornite macro-urile, va apărea o fereastră



5. Apăsați "Connect".

*În caz că apare o eroare, schimbați numărul "Port:" și repetați pasul 5 până se va conecta.

6. Bucurați-vă de datele proaspăt culese.